

อุปกรณ์ช่วยในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

| อุปกรณ์ | คำอธิบาย |
|--|---|
| <p data-bbox="379 344 655 383">Glossectomy Spoon</p>  <p data-bbox="188 792 675 824">http://www.alimed.com/glossectomy-spoon.html</p> | <p data-bbox="868 344 1374 434">ประโยชน์ : ใช้สำหรับช่วยผลักดันอาหารเข้าสู่บริเวณคอหอย</p> <p data-bbox="868 450 1374 539">สำหรับ : ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดลิ้น เช่น ในผู้ป่วยมะเร็งที่เหลือน้ำส่วนโคน</p> <p data-bbox="868 562 995 600">วิธีการใช้ :</p> <ol data-bbox="868 622 1362 770" style="list-style-type: none"> 1. ตักอาหาร 2. นำเข้าปาก 3. กดปุ่มตรงปลาย คล้ายการกดหลอดฉีดยา |
| <p data-bbox="443 898 592 936">DRINK-RITE</p>  <p data-bbox="188 1308 783 1339">http://www.kapitex.com/dysphagia/eating-drinking/drink-rite/</p> | <p data-bbox="868 898 1362 987">ประโยชน์ : ช่วยจำกัดปริมาณน้ำดื่มต่อคำ (5 cc. หรือ 10 cc.)</p> <p data-bbox="868 1003 1374 1093">สำหรับ : ผู้ที่สามารถดื่มของเหลวได้ แต่มีอาการสำลักเมื่อดื่มในปริมาณที่มากเกินไปต่อคำ</p> <p data-bbox="868 1115 995 1153">วิธีการใช้ :</p> <ol data-bbox="868 1176 1155 1323" style="list-style-type: none"> 1. ใส่ น้ำลงในกระบอกใส 2. ปิดฝาให้สนิท 3. ยกดื่ม |
| <p data-bbox="443 1406 592 1444">Nosey Cup</p>  <p data-bbox="188 1854 842 1966">https://www.amazon.com/gp/product/B00HNXLB6Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00HNXLB6Y&linkCode=as2&tag=pediatricfeed-20&linkId=AMSBW5HM5UDS5ZRB</p> | <p data-bbox="868 1406 1374 1496">ประโยชน์ : ช่วยให้ผู้ป่วยไม่เงยหน้าขณะดื่มน้ำ ป้องกันการสำลัก</p> <p data-bbox="868 1512 1331 1601">สำหรับ : ผู้ที่สามารถดื่มของเหลวได้ แต่มีอาการสำลักเมื่อดื่มในท่าเงยหน้า</p> <p data-bbox="868 1624 995 1662">วิธีการใช้ :</p> <ol data-bbox="868 1684 1251 1774" style="list-style-type: none"> 1. ใส่ น้ำลงในแก้ว 2. ยกดื่ม โดยหันด้านยาวเข้าหาตัว |

Tongue for Rehabilitation



https://th.aliexpress.com/store/product/Tongue-Medical-for-Rehabilitation-Tongue-Sucked-Device-Tongue-Depressor-Language-Barriers-Mouth-Muscle-Training-Device/1924754_32657559336.html

ประโยชน์ : ช่วยกระตุ้นการรับรู้สัมผัสในช่องปาก, ช่วยออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงและช่วงการเคลื่อนไหวของลิ้น, ฝึกดูด, ฝึกเคี้ยว
สำหรับ : ผู้ป่วยที่กลืนลำบากและมีปัญหาลิ้นอ่อนแรง หรือกล้ามเนื้อในการเคี้ยวอ่อนแรง
วิธีการใช้ :

Function:



Oral sensory stimulation



Genioglossus Training



Sucking Training



Chewing Training

Pediatric Lip Closure Aid Spoon



<https://www.rehabmart.com/product/lip-closure-spoon1-8943.html>

ประโยชน์ : ช่วยในการป้องกันอาหารไหลออกมานอกช่องปากขณะป้อนอาหาร
สำหรับ : ผู้ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อรอบๆ ปากในการปิดปาก
วิธีการใช้ :

1. ตักอาหาร
2. นำอาหารเข้าปาก โดยให้ที่กั้นชนกับริมฝีปากด้านบนเพื่อช่วยในการปิดปากกันอาหารไหลออกนอกปาก