

งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช



ระยะเวลาในการใช้งานออกซิเจนการแพทย์ (Conoxia)									
ปริมาตร			ปริมาณการเปิดออกซิเจน						
แรงดัน	หน้าปัด		2 ลิตร/นาที	3 ลิตร/นาที	4 ลิตร/นาที	6 ลิตร/นาที	8 ลิตร/นาที	12 ลิตร/นาที	15 ลิตร/นาที
200 bar		Full	5 ช.ม. 40 นาที	3 ช.ม. 40 นาที	2 ช.ม. 50 นาที	1 ช.ม. 50 นาที	1 ช.ม. 25 นาที	55 นาที	45 นาที
150 bar		3/4	4 ช.ม. 10 นาที	2 ช.ม. 30 นาที	2 ช.ม. 5 นาที	1 ช.ม. 15 นาที	1 ช.ม. 2 นาที	40 นาที	30 นาที
100 bar		1/2	2 ช.ม. 45 นาที	1 ช.ม. 50 นาที	1 ช.ม. 20 นาที	55 นาที	40 นาที	25 นาที	20 นาที
50 bar		1/4	1 ช.ม. 15 นาที	50 นาที	37 นาที	25 นาที	18 นาที	12 นาที	10 นาที

กรณี การให้บริการผู้ป่วยเร่งด่วนวิกฤตฉุกเฉิน (ไฟแดง, Lock lift) ต้องมีออกซิเจน 200 bar เท่านั้น!!

ถ้าออกซิเจนเหลือในแทงค์เหลือ 50 bar ใช้เคลื่อนย้ายเฉพาะในตึกผู้ป่วยนอก เท่านั้น!!

ห้ามเคลื่อนย้ายไป X-Ray เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรอ